

## Safil quick



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Fio sutura sintético, entrançada, revestida e absorvível;
- Resistência inicial à da seda entrançada; Absorvível por hidrólise, com reacções mínimas dos tecidos;
- Tempo suporte / Força tênsil – 10 a 12 dias; Tempo de absorção – 42 dias;
- Esterilizada por irradiação gama.  
DS – Agulha lanceolada 3/8 círculo  
HR – Agulha cilíndrica ½ círculo  
HS – Agulha lanceolada ½ círculo

Código	Descrição	Unidade de venda
08020041	SAFIL QUICK 3/0 70 CM DS24 AG/LANCEOLADA 24 MM (C0046235)	CX.36
08020035	SAFIL QUICK 4/0 70 CM DS24 AG/LANCEOLADA 24 MM (C0046234)	CX.36
08001025	SAFIL QUICK INCOLOR 4/0 45 CM DS19 AG/LANCEOLADA 19 MM (C0046220)	CX.36