

ALGÁLIA FOLLEY SILICONIZADA 3 VIAS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Algália Foley composta por latex com um revestimento à base de elastómero de silicone feita a partir de um material hidrofóbico que rejeita água.
- O revestimento de elastómero de silicone oferece proteção contra irritação uretral.
- Processo de fabricação inovador fornece a quantidade máxima de revestimento de silicone disponíveis.
- Cateter de látex revestido internamente e externamente em 100% silicone para resistir incrustação.
- Balão simétrico para maior confiabilidade e bom posicionamento na bexiga.

Código	Descrição	Unidade de venda
11158011	ALGÁLIA FOLEY SILICONIZADA 3 VIAS CH 16	CX. 10
11011022	ALGÁLIA FOLEY SILICONIZADA 3 VIAS CH 14	CX. 10
11158012	ALGÁLIA FOLEY SILICONIZADA 3 VIAS CH 18	CX. 10