

## SKIN MARKER

# SKIN MARKER



### MAIN SPECIFICATIONS

- Marcador em tinta genciana cor violeta não tóxica.
- Dois tipos de marcação:
  - fina: ideal para cirurgia plástica.
  - grossa: mais utilizada em cirurgia vascular.
- Muito resistente, inclusive às desinfecções pré-cirúrgicas.
- A tinta do marcador pode ser retirada da pele com álcool isopropílico.
- Embalado juntamente com pequena escala métrica de 15cm, em pacote peel-pack.
- Esterilizado por óxido de etileno.

Code	Description	Selling unit
10011000	SKIN MARKER	CX.50
10113000	SKIN MARKER	CX.36