

SYRINGES 3 PIECES FOR INJECTION OR ASPIRATION



MAIN SPECIFICATIONS

- Composição: Plástico de grau médico (polipropileno / poliisopreno), livre de latex.
- Esterilizadas por óxido de etileno em embalagem individual tipo "peel pack".
- Óptima qualidade. Com tamanhos de 2 ao 50 ml.
- Cilindro claro e transparente, com marcação permanente e facilmente legível.
- Escala nítida para dosificação exacta, com graduação negra de alto contraste de 1 ml.
- Anilha de segurança, com backstop que segura do êmbolo.
- Avanço suave e regular do êmbolo, pistão com duplo anel de vedação para aspiração e implantação.
- Fácil posicionamento do êmbolo.
- Desenho anatómico do êmbolo.
- Seringas hipodermicas para uso único sem agulha, ponta de Luer ou Luer lock.

Code	Description	Selling unit
07001021	SERINGA 3 PEÇAS 3 ML LUER	CX.100
07001022	SERINGA 3 PEÇAS 5 ML LUER	CX.100

07001023	SERINGA 3 PEÇAS 10 ML LUER	CX.100
----------	----------------------------	--------

07001024	SERINGA 3 PEÇAS 20 ML LUER	CX.100
----------	----------------------------	--------
