

Safil

Safil® Violet



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Fio sutura sintético, entrelaçada, revestida e absorvível;
- Multifilar; Absorvível por hidrólise, com reacções mínimas dos tecidos;
- Tempo suporte / Força tênsil – 28 a 35 dias; Tempo de absorção 60 dias;
- Esterilizada por óxido de etileno.

DS – Agulha lanceolada 3/8 círculo

HR – Agulha cilíndrica ½ círculo

HS – Agulha lanceolada ½ círculo

Código	Descrição	Unidade de venda
08020042	SAFIL GREEN 2/0 70CM DS24 AG/LANCEOLADA 24 MM	CX.36
08001022	SAFIL VIOLETA 5/0 70 CM DS19 AG/LANCEOLADA 19 MM (C1048419)	CX.36
08001003	SAFIL VIOLETA 4/0 70 CM DS24 AG/LANCEOLADA.24 MM (C1048234)	CX.36
08001005	SAFIL VIOLETA 4/0 45 CM HS21 AG/LANCEOLADA 21 MM	CX.36

(C1048225)

08001021	SAFIL VIOLETA 4/0 45 CM DS19 AG/LANCEOLADA 19 MM (C1048220)	CX.36
08001004	SAFIL VIOLETA 3/0 70 CM HS23 AG/LANCEOLADA 23 MM (C1048430)	CX.36
08001002	SAFIL VIOLETA 3/0 70 CM DS24 AG/LANCEOLADA 24 MM (C1048235)	CX.36
08001023	SAFIL VIOLETA 2/0 (3) 70CM HS26 AG/LANCEOLADA 26 MM (C1048242)	CX.36
08001024	SAFIL VIOLETA 2/0 (3) 70CM HR26 AG/CILINDRICA 26 MM (C1048042)	CX.36
08001000	SAFIL VIOLETA 2/0 (3) 70CM DS30 AG/LANCEOLADA 30 MM (G1048247)	CX.12
08001029	SAFIL VIOLETA 2/0 (3) 70CM DS24 AG/LANCEOLADA 24 MM (C1048236)	CX.36
08001042	SAFIL VIOLETA 1 (4) 70CM DS30 AG/LANCEOLADA 30 MM	CX.36
08001020	SAFIL VIOLETA 0 90CM HS40 AG/LANCEOLADA 40 MM (C1048486)	CX.36
08001046	SAFIL VIOLETA 0 (3,5) 70CM DS30 AG/LANCEOLADA 30 MM (G1048248)	CX.12
08001040	SAFIL VIOLETA 0 (3,5) 70CM DS24 AG/LANCEOLADA 24 MM (G1048237)	CX.12
08001041	SAFIL VIOLETA 0 (3,5) 70CM DS24 AG/LANCEOLADA 24 MM	CX.36