


Faixa lombar


CNP
Tamanho

Ref. N°

6149195	S	64 - 77 cm	72819-04
6149203	M	77 - 91 cm	72819-05
6149211	L	91 - 107 cm	72819-06
6149435	XL	107 - 122 cm	72819-07

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Cor: Bege.
- Faixa de estrutura multibanda e fecho por velcro.
- Elástica, ventilada e transpirável.
- Com barras rígidas e reforçada com bandas cruzadas na parte posterior.

- Indicações:
- Lombalgias.
- Suporte à zona sacro-lombar.
- Traumatismos profissionais e desportivos.
- Tratamentos térmicos.
- Usada como protecção em desportos motorizados.

Código	Descrição	Unidade de venda
28003002	FAIXA LOMBAR ACTIMOVE LUMBAL M (77-91) (72819-05)	UN
28003003	FAIXA LOMBAR ACTIMOVE LUMBAL L (91-107) (72819-06)	UN
28003001	FAIXA LOMBAR ACTIMOVE LUMBAL S (64-77) (72819-04)	UN
28009005	FAIXA LOMBAR TEYDER BEJE M (78-92)	UN