

ASKINA CALGITROL AG PENSO PRATA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Askina Calgitrol Ag é um penso a base de alginato de prata, tecnologicamente avançado, que combina a eficácia de barreira de prata iónica com as capacidades de absorção de alginato de cálcio e espuma de poliuretano.
- Askina Calgitrol possui formulação patenteada. Sua matriz de alginato de cálcio em contato com exsudado forma um gel macio que permite a liberação de iões de prata. A prata está disponível em estado iónico sobre toda a área de superfície do penso, sem necessidade de humedecimento para ativação.
- A prata é continuamente liberada do penso. A concentração de iões de prata na ferida é mantida durante sete dias no nível de 60 ppm, concentração necessária para obtenção de atividade antibacteriana eficaz.
- Prata está em estado iónico, prontamente disponível.
- Ação antimicrobiana eficaz por até sete dias.
- Amplo espectro antimicrobiano.
- Proporciona ambiente umido ideal para cicatrização.
- Fácil aplicação e remoção, sem a necessidade de um penso secundário absorvente;
- Não colora e não adere ao leito da ferida.
- Mais resistente, mais tempo para usar, menos trocas de pensos.

- Askina Calgitrol Ag é recomendado para o tratamento de feridas infectadas, de espessura parcial ou total, tais como: Úlceras por pressão de grau I -IV; Úlceras venosas; Queimaduras de I e II grau; Áreas doadoras.
- Não deve ser utilizado em pacientes com sensibilidade conhecida a alginatos ou prata.
- Não deve ser utilizado onde a presença de metais é contra-indicada.
- Contra-indicado para úlceras resultantes de infeções, como tuberculose, sífilis ou infeção fúngica profunda, e para queimaduras de terceiro grau.
- Não utilizar se a embalagem está danificada ou aberta.

Código	Descrição	Unidade de venda
01001011	ASKINA CALGITROL AG 10X10 CM	CX. 10
6211510	ASKINA CALGITROL AG 15 X 15 CM	CX. 10
6212010	ASKINA CALGITROL AG 20 X 20 CM	CX. 10