

PARANET GAZE PARAFINADA ESTÉRIL



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Paranet gaze estéril feita em 100% algodão de malha aberta tecer Leno, impregnada com parafina amarela macia (detém uma supersaturação da solução), para uso em feridas superficiais, queimaduras, enxertos de pele e lesões traumáticas.
- Recomenda-se como uma camada de contacto com a ferida primária.
- Paranet deve ser usado em conjunto com um penso secundário adequado.
- Paranet gaze estéril é feita em 100%. Apresentado em tiras de gaze e ligaduras de peças múltiplas, Paranet é embalado em recipientes de polipropileno e selado com um selo de prova de violação, em saco individual de alumínio.

Código	Descrição	Unidade de venda
01016009	PARANET GAZE PARAFINADA ESTÉRIL 10X10 CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE	CX. 10
01016050	PARANET GAZE PARAFINADA ESTÉRIL 10CMX7M	CX. 1