

## www.factormed.pt

## **AQUACEL EXTRA PENSO HIDROFIBRA**



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Aquacel extra é um penso de hidrofibra, absorvente, estéril, macio, não entrelaçado, composto por fibras de carboximetilcelulose sódica e e fibras de reforço. Aquacel extra é composto por duas camadas de Tecnologia hidrofibra costurados juntos. É nove vezes mais forte e tem uma maior capacidade de absorção de 39% em comparação com o Aquacel inicial.
- Aquacel extra é especificamente adequado para ajudar a gerir feridas moderadamente a altamente exsudativas e possui as mesmas indicações que o Aquacel original. Indicações: Abrasões, lacerações, queimaduras superficiais e de 2ºgrau, úlceras, feridas crónicas, infectadas e traumáticas.
- Aquacel extra é um penso primário versátil que incorpora a ação gelificante única da tecnologia hidrofibra para a gestão de feridas exsudativas, construído com fibras de reforço bidimensionais que são costuradas. Enquanto feita a partir do mesmo material de base que é utilizada para fabricar Tecnologia hidrofibra, as fibras gelificadam em contacto com o fluido, de modo que eles mantêm a sua integridade e tornar-se englobados pelo gel, proporcionando resistência adicional e auxiliar a fácil remoção. Curativo de fácil manipulação e altamente absorvente. Facilita a cicatrização da ferida. Fácil remoção.
- Os pensos com Tecnologia hidrofibra em contacto com o fluido gelidificam, fornecendo benefícios substanciais de tratamento de feridas. Esta ação de gelificação única permite aos pensos bloquear os exsudados e seus componentes nocivos, contorno de perto ao leito da ferida, em resposta às mudanças nas condições da ferida.



## www.factormed.pt

Código	Descrição	Unidade de venda
01101017	PENSO AQUACEL EXTRA 5X5 CM	CX. 10
01101013	PENSO AQUACEL EXTRA 10X10 CM	CX. 10
01101018	PENSO AQUACEL EXTRA 15X15 CM	CX. 5