

OMNISTRIP TIRAS ADESIVAS FIXAÇÃO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Omnistrip é feito de tecido não tecido em poliéster/poliamida, cor de pele, coberto por um adesivo acrílico sensível à pressão exercida.
- Omnistrip tem bordos arredondados, é flexível e extensível, com alta porosidade e permeabilidade à água e ao ar e boa aderência à pele.
- Omnistrip é uma fita adesiva para fechar feridas, utilizado em alternativa à sutura com fios, ou à cirurgia específica para fechar feridas acidentais e incisões de bisturi, fazendo aderir o adesivo à pele e unindo os bordos da ferida.
- Tiras de sutura cutânea que asseguram um fecho fiável e directo de incisões pequenas e primárias bem como o alívio de suturas de feridas.
- O não tecido com adesivo hipoalergénico da cor da pele dispõe de uma excelente resistência à tracção.
- Permitem uma fixação segura dos bordos da ferida e podem ser retiradas sem provocar dor.
- Cantos arredondados para uma boa aderência.
- Permeável ao ar e ao vapor de água.
- Esterilizadas.

Código	Descrição	Unidade de venda
01046010	OMNISTRIP 6X76 MM	CX. 150
01046011	OMNISTRIP 3X76 MM	CX. 250
01046012	OMNISTRIP 6X38 MM	CX. 300
01046013	OMNISTRIP 12X101 MM	CX. 300
01046043	OMNISTRIP 6X101 MM	CX. 500