

PENSOS ABSORVENTES ESTÉREIS NÃO ADERENTES



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Ideais para situações em que seja necessário uma grande capacidade de absorção, sem aderir à zona onde vão ser utilizados.
- Por serem não aderentes, são também usados para acolchoamento de zonas com escaras.
- Compostos por cinco camadas: Camada de contacto com a ferida em polipropileno branco. Camada de não tecido azul SMS 100% polipropileno, com propriedades hidrófobas. Camada interior em polpa de celulose com grande capacidade de absorvência. Camadas intermédias em papel com propriedades difusoras. Hotmelt. Rede não aderente.
- Embalados e esterilizados individualmente e posteriormente em caixas de cartolina dispenser.

Código	Descrição	Unidade de venda
01016003	PENSO ABSORVENTE ESTÉRIL 20X20 CM	CX. 30
01016004	PENSO ABSORVENTE ESTÉRIL 10X10 CM	CX. 60
01016018	PENSO ABSORVENTE ESTÉRIL 10X20 CM	CX. 30
01016020	PENSO ABSORVENTE ESTÉRIL 20X30 CM	CX. 30

