

# SONDA VESICAL / ALGÁLIA DE DRENAGEM



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Sondas descartáveis, estéreis, uso único também designadas por algalias de drenagem.
- Sonda auto-algáliação, em PVC isenta de látex, resistente à torção, sonda macia, atraumática e fosca.
- Extremidade proximal está equipado com conector universal em forma de funil para a conexão segura para saco de urina.
- Cor codificada conector simples para facilitar a identificação de tamanho.
- Embaladas individualmente e esterilizadas.
- Comprimento 40 cm para homem e 20 cm para mulher.
- Disponíveis em vários tamanhos.

Código	Descrição	Unidade de venda
09011064	SONDA VESICAL MASCULINA 40 CM CH 10	CX.100

09011038	SONDA VESICAL MASCULINA 40 CM CH 14	CX.100
09011040	SONDA VESICAL MASCULINA 40 CM CH 8	CX.100
09011089	SONDA VESICAL MASCULINA 40 CM CH 16	CX.100
09011050	SONDA VESICAL FEMININA 20 CM CH 8	CX.100
09011001	SONDA VESICAL FEMININA 20 CM CH 14	CX.100
09011065	SONDA VESICAL FEMININA 20 CM CH 10	CX.100
09011066	SONDA VESICAL FEMININA 20 CM CH 12	CX.100