

# PENSO ABSORVENTE NÃO ESTÉRIL NÃO ADERENTES



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Ideais para situações em que seja necessário uma grande capacidade de absorção, sem aderir à zona onde vão ser utilizados.
- Por serem não aderentes, são também usados para acolchoamento de zonas com escaras.
- Compostos por cinco camadas: Camada de contacto com a ferida em polipropileno branco. Camada de não tecido azul SMS 100% polipropileno, com propriedades hidrófobas. Camada interior em polpa de celulose com grande capacidade de absorvência. Camadas intermédias em papel com propriedades difusoras. Hotmelt. Rede não aderente.
- Apresentados em sacos plásticos com 25 unidades.

Código	Descrição	Unidade de venda
01016031	PENSO ABSORVENTE NÃO ESTÉRIL NÃO ADERENTE 10X10 CM	CX. 25
01016032	PENSO ABSORVENTE NÃO ESTÉRIL NÃO ADERENTE 10X20 CM	CX. 25
01016033	PENSO ABSORVENTE NÃO ESTÉRIL NÃO ADERENTE 20X20 CM	CX. 25
01016034	PENSO ABSORVENTE NÃO ESTÉRIL NÃO ADERENTE 20X40 CM	CX. 25