

ADESIVO MICROPERFURADO MICROPORE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Adesivo de papel hipoalergénico.
- Livre de látex.
- Adesivo delicado com a pele embora tenha boa adesão e deixa poucos resíduos após a sua remoção.
- Uma fita médica económica para aplicações em geral.
- Disponível na cor branca ou na cor da pele.

Código	Descrição	Unidade de venda
03091012	ADESIVO MICROPORE 9,14 M X1,25 CM	CX. 24
03091013	ADESIVO MICROPORE 9,14 M X 2,5 CM	CX. 12
03091014	ADESIVO MICROPORE 9,14 M X 5 CM	CX. 6
03091015	ADESIVO MICROPORE 9,14 M X 7,5 CM	CX. 4