

SUTURA DE POLIESTER



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Resistência à tração insuperável, não absorvível.
- Suporte de tecido excelente e permanente.
- Resistência à dobragem.
- Uso em cirurgia cardiovascular (prótese cardíaca).
- Sintético.
- Reação tecidual mínima.
- Estrutura trançada.
- Excelentes propriedades de manuseamento.
- Alta flexibilidade.
- Excelente nó com boa adaptabilidade.
- Multifilamento revestido.
- Passagem suave através dos tecidos com corte, arraste de tecido ou trauma mínimos.
- Bom nó, não se desfaz, com excelente segurança.
- Ação capilar reduzida.
- Hermeticamente selado na embalagem.

- Selo de garantia e esterilidade do produto.
- Indicações: fecho geral dos tecidos moles e/ou ligadura especialmente em cirurgia cardiovascular, cirurgia oftálmica, cirurgia geral, fecho da pele, ortopedia, cirurgia gastrointestinal e obstetrícia.

Código	Descrição	Unidade de venda
08113046	POLIESTER VERDE 1 75 CM DS30 AGULHA LANCEOLADA 30 MM	CX. 12
08113173	POLIESTER VERDE 2/0 75 CM DS24 AGULHA LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113174	POLIESTER VERDE 5/0 75 CM DS19 AGULHA LANCEOLADA 19 MM	CX. 12
08113175	POLIESTER VERDE 3/0 75 CM HR26 AGULHA CILINDRICA 26 MM	CX. 12
08113204	POLYESTER GREEN 1 75 CM HS36 ½ AG/LANCEOLADA 36 MM	CX. 12