

# CUTIMED SORBACT GEL HIDROGEL



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Para feridas secas ou pouco exsudativas.
- O Cutimed Sorbact gel combina a eficaz ação de captação bacteriana do método Sorbact (para prevenção e tratamento da infeção) com o hidrogel, garantindo também a cicatrização em ambiente húmido e promovendo o desbridamento autolítico de feridas pouco exsudativas ou parcialmente necróticas.
- Capta as bactérias e os fungos em feridas contaminadas, colonizadas e infetadas, necróticas ou pouco exsudativas.
- Favorece o desbridamento autolítico em feridas esfaceladas ou parcialmente necróticas.
- Cria um ambiente húmido na ferida que promove a cicatrização.
- Não contém conservantes nem agentes químicos ativos.
- Indicações: Feridas crónicas (como úlceras venosas, arteriais, diabéticas ou úlceras por pressão); Feridas pós-cirúrgicas deiscuentes; Feridas traumáticas; Depois da excisão de fístulas ou abscessos; Queimaduras.

Código

Descrição

Unidade de venda

72611-01	CUTIMED SORBACT GEL 7,6X15 CM	CX.10
----------	-------------------------------	-------

---

72611-00	CUTIMED SORBACT GEL 7,6X7,6 CM	CX. 10
----------	--------------------------------	--------

---