

# CUTIMED SILTEC PLUS PENSO DE ESPUMA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Cutimed Siltec PLUS graças a uma maior aderência, mantém-se na posição enquanto se aplica a fixação secundária, garantindo uma remoção atraumática e indolor.
- Penso de espuma de poliuretano superabsorvente, com camada de contacto de silicone sem rebordo adesivo, de aderência suave.
- Níveis de exsudado de moderados a elevados.
- Espessura de 5 mm.
- Efeito almofadado protetor.
- Siltec PLUS também disponível para feridas no calcanhar.

Código	Descrição	Unidade de venda
72683-05	CUTIMED SILTEC PLUS CALCANHAR 16x24 CM	CX.5
72683-04	CUTIMED SILTEC PLUS 20x20 CM	CX.5
72683-03	CUTIMED SILTEC PLUS 15x15 CM	CX.10
72683-02	CUTIMED SILTEC PLUS 10x20 CM	CX. 10

72683-01

CUTIMED SILTEC PLUS 10x10 CM

CX. 10

72683-00

CUTIMED SILTEC PLUS 5x6 CM

CX. 10