

## www.factormed.pt

## CUTIMED ALGINATE PENSO ALGINATO DE CÁLCIO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O Cutimed Alginate é um penso de alginato de cálcio-sódio (80 % cálcio e 20 % sódio) para a gestão de feridas altamente exsudativas.
- Alta capacidade de absorção.
- Rápida gelificação.
- Retém o exsudado no gel, reduzindo o risco de fugas e de maceração.
- O gel suave e coesivo cria e mantém um ambiente húmido na ferida.
- Excelente integridade em molhado: permite uma remoção fácil e rápida, em peça única.
- Macio e maleável: perfeita adaptação à morfologia da ferida.

72634-03 CUTIMED ALGINATE 2,5x30 CM CX.5   72634-02 CUTIMED ALGINATE 10x20 CM CX. 10   1254016 CUTIMED ALGINATE 10x10 CM CX. 10	nda	Unidade de vend	Descrição	Código
		CX.5	CUTIMED ALGINATE 2,5x30 CM	72634-03
1254016 CUTIMED ALGINATE 10x10 CM CX. 10		CX. 10	CUTIMED ALGINATE 10x20 CM	72634-02
		CX. 10	CUTIMED ALGINATE 10x10 CM	1254016
72634-00 CUTIMED ALGINATE 5x5 CM CX. 10		CX. 10	CUTIMED ALGINATE 5x5 CM	72634-00



www.factormed.pt

