

# ESTEEM SYNERGY SACO COLOSTOMIA 2 PEÇAS STANDARD FECHADO OPACO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O Esteem Synergy sistema de ostomia apresenta a inovação Adhesive Coupling Technology (sistema de fixação adesiva). Em vez de anéis de plástico, um adesivo de espuma permite que a bolsa adira firmemente à barreira da pele com um plástico transparente. O resultado é um discreto e flexível sistema de duas peças.
- Bolsa projetada para uso individual.
- Descarga simples quando cheia.

Código	Descrição	Unidade de venda
403946	ESTEEM SYNERGY 2 PEÇAS STANDARD FECHADO OPACO 61 MM	CX.30
405437	ESTEEM SYNERGY 2 PEÇAS STANDARD FECHADO OPACO 48 MM	CX.30
405436	ESTEEM SYNERGY 2 PEÇAS STANDARD FECHADO OPACO 35 MM	CX.30