

# CONSECURA AUTOLOCK SACO COLOSTOMIA 2 PEÇAS FECHADO TRANSPARENTE C/FILTRO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O sistema de ostomia Consecura Autolock é uma tecnologia de fixação automática.
- Toque suave, o mecanismo de acoplamento entre a bolsa e o protector fixa-se de maneira segura, minimizando a pressão no abdómen.
- Fácil de usar, sendo muito útil para pessoas com falta de coordenação.
- Um "clic" audível do anel de acoplamento, confirma a conexão segura ao protector cutâneo.
- O acoplamento permite uma rotação da bolsa de 360°, permanendo fixa no lugar, o que oferece comodidade e um uso fácil do producto.
- Painéis de conforto, suaves e tamanho duplo são projetados para serem silenciosos e à prova de odor, ajudando a manter a discrição.

Código	Descrição	Unidade de venda
401313FI	CONSECURA AUTOLOCK 2 PEÇAS FECHADO TRANSPARENTE C/FILTRO 70 MM	CX. 30

401311FI	CONSECURA AUTOLOCK 2 PEÇAS FECHADO TRANSPARENTE C/FILTRO 45 MM	CX. 30
----------	---	--------

---

401312FI	CONSECURA AUTOLOCK 2 PEÇAS FECHADO TRANSPARENTE C/FILTRO 57 MM	CX. 30
----------	---	--------

---