

# ESTEEM SYNERGY SACO ILEOSTOMIA 1 PEÇA STANDARD DRENÁVEL TRANSPARENTE



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O Esteem Synergy sistema de ostomia apresenta a inovação Adhesive Coupling Technology. Em vez de anéis de plástico, um adesivo de espuma permite que a bolsa adira firmemente à barreira da pele com um plástico transparente. O resultado é um sistema discreto e flexível.
- Bolsa projetada para uso individual.
- Descarga simples quando cheia.

Código	Descrição	Unidade de venda
405406	ESTEEM SYNERGY 1 PEÇA STANDARD DRENÁVEL TRANSPARENTE 89 MM	CX. 10 + 2 CLIPS
405405	ESTEEM SYNERGY 1 PEÇA STANDARD DRENÁVEL TRANSPARENTE 61 MM	CX. 10 + 2 CLIPS
405404	ESTEEM SYNERGY 1 PEÇA STANDARD DRENÁVEL TRANSPARENTE 48 MM	CX. 10 + 2 CLIPS