

# COMBIHESIVE IIS ACCUSEAL SACO

## UROSTOMIA



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Linha de produtos completa com as mais recentes tecnologias de barreira de pele. O anel de acoplamento de plástico permite que bolsa e barreira de pele possam encaixar de forma audível para maior segurança. As bolsas Combihesive IIS urostomia, têm uma válvula anti-refluxo prolongado, painéis de conforto e uma escolha de dois tipos de torneiras de drenagem.
- Sistema de drenagem Accuseal.

Código	Descrição	Unidade de venda
400988	COMBIHESIVE IIS ACCUSEAL 32 MM	CX. 10 + 2 adapt.
400989	COMBIHESIVE IIS ACCUSEAL 38 MM	CX. 10 + 2 adapt.
400990	COMBIHESIVE IIS ACCUSEAL 45 MM	CX. 10 + 2 adapt.
400991	COMBIHESIVE IIS ACCUSEAL 57 MM	CX. 10 + 2 adapt.