


ESTEEM SYNERGY PENSO MOLDÁVEL FLEXÍVEL



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Esteem synergy é um dispositivo inovador para estomas com a tecnologia de fixação adesiva. Em vez de anéis de plástico, uma espuma adesiva patenteada permite a adesão do saco numa "placa de associação" transparente. Por essa razão o sistema de 2 peças é fino e flexível. O adesivo moldável fornece uma protecção mais elevada da pele, em comparação com placas tradicionais.

Código	Descrição	Unidade de venda
409271	ESTEEM SYNERGY PENSO MOLDÁVEL FLEXÍVEL 13/22 MM SACO 35 MM	CX. 5
409272	ESTEEM SYNERGY PENSO MOLDÁVEL FLEXÍVEL 22/33 MM SACO 48 MM	CX. 5
409273	ESTEEM SYNERGY PENSO MOLDÁVEL FLEXÍVEL 33/45 MM SACO 61 MM	CX. 5