

CARRO DE MEDICAÇÃO PARA TRANSPORTE DE 60 BANDEJAS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Carro de medicamentos para transporte de 60 bandejas BLP-3100 (não incluídas);
- Capacidade: 60 bandejas BLP-4100 (não incluídas);
- Paredes/guias adaptadas;
- 4 Rodas TENTE de 125mm, 2 com travões;
- 2 Portas persianas com abertura lateral (não tem de se baixar);
- Fecho com chave (fecho digital é opcional);
- Tampa ABS/PC;
- Paredes fenólicas;
- Guias interiores ABS;
- Perfis de alumínio anodizado;
- Base de aço galvanizado pintado epoxi;
- Medidas: Largura: 1116 mm; Comprimento: 527 mm; Altura: 1150 mm.

Código

Descrição

Unidade de venda

