

## COLCHÃO DOMUS IV



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O DOMUS IV é um sistema de prevenção de escaras com pressão alternante controlado digitalmente para o uso hospitalar e domiciliário;
- A tecnologia de controlo sensorial da pressão do DOMUS IV assegura um suporte consistente e contínuo de baixa pressão, além de prevenir incidentes de esvaziamento não desejados nem recomendados para a prevenção de escaras;
- O DOMUS IV oferece com uma grande qualidade, custo eficaz, assim como uma variedade de funções para um uso mais fácil e simples;
- Compressor:
  - Voltagem: AC 100-120V / 50 Hz; AC 220-240V / 60 Hz;
  - Fluxo de ar: 8 litros por minuto;
  - Intervalo de pressão: 15 - 45 mmHg;
  - Ciclo temporal: 10, 15, 20, 25 seleccionáveis;
  - Dimensões (C X L X A): 29 x 20 x 11cm;
  - Peso: 3,7kg;
- Colchão:
  - Estrutura: 20 células com 30cm de alt.;

- Material: capa (nylon/PU azul escuro); células (nylon/PU azul claro); base (nylon/PVC cinzento escuro);
- Dimensões (C X L X A): 200 x 90 x 25,4cm;
- Peso máximo por paciente: 200kg.

Código	Descrição	Unidade de venda
61 CL AE DM IV	COLCHÃO DOMUS IV	CX. 1