

## HYDROTAC PENSO DE ESPUMA



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso de espuma hidrocélular com uma camada de interface em gel; a estrutura de espuma absorvente com células de poliuretano macias e finas permite a absorção do exsudato, libertando simultaneamente, através do gel hidratante, humidade para o leito da ferida; com uma gestão de fluidos mantida em equilíbrio, para uma cicatrização efetiva e remoção indolor; absorve bactérias e resíduos de células e mantém estas suas características, mesmo sob compressão; flexível e macio, com um bom efeito de almofada, não cria irritação; também disponível com rebordo de fixação de boa tolerância cutânea.
- HydroTac Devido ao seu leve efeito de aderência, HydroTac oferece uma suave aderência inicial à pele; para manter o penso durante um longo período, é necessária a utilização de produtos adequados, por exemplo, fitas adesivas cirúrgicas hipoalergénicas ou ligaduras de retenção.
- HydroTac comfort possui rebordo adesivo à volta do penso; o rebordo é revestido com adesivo de poliacrilato hipoalergénico para uma fixação segura.
- Para o tratamento de feridas com exsudado leve a moderado, durante a fase de granulação e epitalização, por exemplo, em úlceras de perna, úlceras decúbitas; para o tratamento de queimaduras até segundo grau.

Código	Descrição	Unidade de venda
6858498 (H)	HYDROTAC 6 CM Ø	CX. 10
6858329 (H)	HYDROTAC 10X10 CM	CX. 10

6858378 (H)	HYDROTAC 12,5X12,5 CM	CX. 10
6858409 (H)	HYDROTAC 15X15 CM	CX. 10
6858418 (H)	HYDROTAC 10X20 CM	CX. 10
6858438 (H)	HYDROTAC 20X20 CM	CX. 10
6858258 (H)	HYDROTAC CONCAVE 18X18,5 CM	CX. 10
6858108 (H)	HYDROTAC COMFORT 8X8 CM	CX. 10
6858158 (H)	HYDROTAC COMFORT 12,5X12,5 CM	CX. 10
6858188 (H)	HYDROTAC COMFORT 15X15 CM	CX. 10
6858138 (H)	HYDROTAC COMFORT 10X20 CM	CX. 10
6858218 (H)	HYDROTAC COMFORT 15X20 CM	CX. 10
6858128 (H)	HYDROTAC COMFORT 20X20 CM	CX. 10
6858278 (H)	HYDROTAC COMFORT SACRAL 18X18 CM	CX. 10
6858508 (H)	HYDROTAC COMFORT SACRAL 22 X 22 CM	CX. 10