

CATÉTER URINÁRIO NELATON ESTÉRIL

FLOCATH QUICK



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O Cateter Hidrófilo FloCath Quick é um cateter intermitente "tudo-em-um" que proporciona a máxima conveniência.
- O pacote integrado contém um Cateter Hidrófilo FloCath com nossa bainha de manuseio patenteada e um pacote de soro fisiológico estéril a 0,9%.
- Antes de abrir, quebre a bolsa salina estéril para hidratar o cateter.
- O revestimento lubrificante permite uma inserção confortável.
- A bainha de manuseio proporciona uma fácil aderência, permitindo a inserção sem toque.
- A bainha também pode ser empurrada para trás e utilizada como uma extensão para o cateter.
- Comprimento 20 cm para mulheres e 40 cm para homens. Disponível em vários tamanhos.

Código	Descrição	Unidade de venda
85 12 41 - 8	FLOCATH QUICK 40 CM MASCULINO CH 8	CX. 30
85 12 41 - 10	FLOCATH QUICK 40 CM MASCULINO CH 10	CX. 30
85 12 41 - 12	FLOCATH QUICK 40 CM MASCULINO CH 12	CX. 30

85 12 41 - 14	FLOCATH QUICK 40 CM MASCULINO CH 14	CX. 30
85 12 41 - 16	FLOCATH QUICK 40 CM MASCULINO CH 16	CX. 30
85 12 41 - 18	FLOCATH QUICK 40 CM MASCULINO CH 18	CX. 30
85 12 41 - 20	FLOCATH QUICK 40 CM MASCULINO CH 20	CX. 30
85 12 21 - 8	FLOCATH QUICK 20 CM FEMININO CH 8	CX. 30
85 12 21 - 10	FLOCATH QUICK 20 CM FEMININO CH 10	CX. 30
85 12 21 - 12	FLOCATH QUICK 20 CM FEMININO CH 12	CX. 30
85 12 21 - 14	FLOCATH QUICK 20 CM FEMININO CH 14	CX. 30
85 12 21 - 16	FLOCATH QUICK 20 CM FEMININO CH 16	CX. 30
85 12 21 - 18	FLOCATH QUICK 20 CM FEMININO CH 18	CX. 30
85 12 21 - 20	FLOCATH QUICK 20 CM FEMININO CH 20	CX. 30