

www.factormed.pt

LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ INTOUCH



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Luvas cirúrgicas com um baixo teor de proteína
- Tipo de luva: cirúrgico, estéril
- Matéria-prima: látex de borracha natural
- Agente em pó: nenhum com uma camada interna sem látex
- Quantidade em uma embalagem: 1 par, 50 pares, 200 pares
- Superfície: micro-texturizada
- Acabamento do manguito: borda enrolada
- Forma: anatômica, diferente para a mão direita e esquerda
- Tamanhos: 6.0 9.0

Código	Descrição	Unidade de venda
-	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ INTOUCH Nº6	CX. 50
	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ INTOUCH № 6,5	CX. 50
	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ INTOUCH № 7	CX. 50



www.factormed.pt

 LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ INTOUCH № 7,5	CX. 50
 LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ INTOUCH № 8	CX. 50
 LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ INTOUCH № 8,5	CX. 50
 LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ INTOUCH № 9	CX. 50