

# LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ

## MICROTEX



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Luvas micro-cirúrgicas castanhas.
- Tipo de luva: cirúrgico, estéril, com paredes muito finas
- Matéria-prima: látex de borracha natural
- Agente em pó: nenhum
- Quantidade em uma embalagem: 1 par, 50 pares, 300 pares
- Superfície: texturizada
- Acabamento do manguito: borda enrolada
- Forma: anatômica, diferente para a mão direita e esquerda
- Tamanhos: 6.0 - 9.0

Código	Descrição	Unidade de venda
-	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ MICROTEX Nº 6	CX. 50
--	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ MICROTEX Nº 6,5	CX. 50
---	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ MICROTEX Nº 7	CX. 50

----	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ MICROTEx Nº 7,5	CX. 50
-----	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ MICROTEx Nº 8	CX. 50
-----	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ MICROTEx Nº 8,5	CX. 50
-----	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ MICROTEx Nº 9	CX. 50