

LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ

NITRYLEX BASIC



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Tipo de luva: diagnóstico, protetor, não estéril
- Matéria-prima: nitrilo
- Agente em pó: nenhum
- Cor: azul / violeta
- Quantidade em uma embalagem individual: 200 / 100 unidades
- Superfície: texturizada nas pontas dos dedos
- Acabamento do manguito: borda uniformemente enrolada
- Forma: universal, encaixando na mão direita e na mão esquerda
- Tamanhos: XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)

Código	Descrição	Unidade de venda
RD300840 01	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ XS	CX. 200
13004000	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ S	CX. 200
13004001	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ M	CX. 200
13004002	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ L	CX. 200

13004003	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ XL	CX. 200
RD301050 02	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ S	CX.100
RD301050 03	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ M	CX.100
RD301050 04	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ L	CX.100
RD301050 05	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ XL	CX.100