

# MARQUESA DE OBSERVAÇÕES TRIPARTIDO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço, pintura epoxy
- Leito de espuma forrada a napa, cabeceira regulável por mola a gás
- 4 rodas giratórias, sistema de imobilização central e porta rolos
- Altura regulável através de motor elétrico acionado por um comando de pé
- Dimensões: 1930 x 680 x (520 a 890) mm
- Peso: 65 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
24019017	MARQUESA DE OBSERVAÇÕES TRIPARTIDA COM ORIFÍCIO FACIAL	UN
24009042	MARQUESA DE OBSERVAÇÕES TRIPARTIDA SEM ORIFÍCIO FACIAL	UN