

MARQUESA GINECOLÓGICA MULTIUSOS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em chapa de aço, pintura epoxy
- Leito de espuma forrada a napa, 5 gavetas, degrau incorporado
- 3 secções sendo a articulação da cabeceira por cremalheira e secção das pernas extensível, rodapé em inox
- inclui tabuleiro para resíduos inox, 2 porta coxas reguláveis, e porta rolos
- Dimensões: 1700 x 590 x 850 mm.
- Peso: 87 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
DV. 1672	MARQUESA GINECOLÓGICA MULTIUSOS	UN