

# LIGADURA DE MALHA / REDE TUBULAR



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Rede tubular para fixação de pensos.
- Confortável, permite a movimentação do corpo.
- Disponível em vários tamanhos, aplicável às diferentes partes do corpo.
- Sua forma tubular sem costura pode ser adaptada a qualquer parte do corpo.
- Recortável.
- Composição: Poliamida e poliuretano.
- Comprimento esticado: 25 m, comprimento em repouso: 7m.
- Extensíveis ao comprimento: Superior a 300%.
- Extensíveis à largura: aproximadamente 10 vezes a largura inicial.
- Fácil aplicação.
- Respirável.

| Código | Descrição                         | Unidade de venda |
|--------|-----------------------------------|------------------|
| -      | REDE TUBULAR Nº 1 (25 M X 1,6 CM) | CX 1             |
| --     | REDE TUBULAR Nº 2 (25 M X 1,8 CM) | CX 1             |
| ---    | REDE TUBULAR Nº 3 (25 M X 2,1 CM) | CX 1             |

|       |                                   |      |
|-------|-----------------------------------|------|
| ----  | REDE TUBULAR Nº 4 (25 M X 2,4 CM) | CX 1 |
| ----- | REDE TUBULAR Nº 5 (25 M X 2,7 CM) | CX 1 |
| ----- | REDE TUBULAR Nº 6 (25 M X 5,5 CM) | CX 1 |
| ----- | REDE TUBULAR Nº 7 (25 M X 5,7 CM) | CX 1 |
| ----- | REDE TUBULAR Nº 8 (25 M)          | CX 1 |